


Masque filtrant FFP2 NR



Description :

>97% d'efficacité de filtration bactérienne et virale.

Jusqu'à 97,8% de filtration sur les échantillons testés.

Durée d'utilisation conseillée : 4 heures

Norme européenne :

FFP2 CE EN149: 2001+A1:2009 CE

Conditionnement :

1800 masques par colis, 36 boîtes par colis,
boîtes de 50 masques, 5 masques par sachet.

Dimensions du colis : 58 x 38 x 44 cm

Durée de validité : 2 ans à compter de la date de fabrication

Avantages :

Élastiques résistants. Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l'utilisateur. Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection. Adapté à la morphologie d'un visage adulte.

Nous fournissons de nombreuses entreprises parmi lesquelles les groupes TF1, Bouygues, de nombreuses enseignes de la grandes distributions et aussi des institutions publiques (Mairies d'Ajaccio, Pontoise, La Ciotat ...), La principauté de Monaco, le Grand Duché du Luxembourg, la Région Normandie, la Région Bretagne, différents EHPAD et Pharmacies.